

Opciones técnicas

Opciones	Tipo piel	Cabello	Pigmentación	Vascular	Rejuvenecimiento	Revitalización	Calentamiento dérmico profundo	Arrugas
Limelight*	I-IV		✓	✓		✓		
Prowave LX™	I-IV	✓						
Titan*	I-VI						✓	
Acutip™	I-IV			✓				
Nd:YAG	I-VI	✓	✓	✓		✓		✓
Pearl*	I-IV		✓		✓	✓		✓
Pearl* Fractional	I-IV				✓			✓

Especificaciones técnicas

Especificaciones	Limelight*	Prowave LX™	Titan*	Acutip™	Nd:YAG	Pearl*	Pearl* Fractional
Longitud de onda	520 - 1100 nm	680 - 1100 nm	1100 - 1800 nm	500 - 635 nm	1064 nm	2790 nm	2790 nm
Rango de fluencia	5 - 30 J/cm2	5 - 35 J/cm2	5 - 65 J/cm2	3 - 24 J/cm2	3 - 300 J/cm2	1.5 - 3.5 J/cm2	60 - 320 mJ
Duración del pulso	programmable	3.5 - 90 ms		programmable	0.1 - 300 ms	≤ 1 ms	≤ 1 ms
Tasa de repetición	≤ 2 Hz	≤ 2 Hz		≤ 1 Hz	≤ 10 Hz	≤ 20 Hz	≤ 20 Hz
Tamaño del spot	10 x 30 mm	10 x 30 mm	10 x 15, 30 mm	6.35 mm	3, 5, 7, 10 mm	6 mm	300 Øm
Enfriamiento	Contact Sapphire	Contact Sapphire	Contact Sapphire	Contact Sapphire	Gold Plated Cooling		
Dimensiones	12.5" W x 35" H x 19" D						
Peso	135 lbs.						
Especificaciones eléctricas	115 V, 20 A or 230 V, 20A						



medicinelaser
LATAM

xeo®

El láser de los
Expertos
Múltiples
aplicaciones

CUTERA®
FACE + BODY AESTHETIC SOLUTIONS

medicinelaser
LATAM
www.medicinelaser.com



ARGENTINA
Av. Doctor Honorio
Pueyrredón 707, Caballito,
CABA, Argentina.
M: +54 11 3404 7158

OFICINAS CENTRALES

CHILE
Sucre 1355, Ñuñoa,
Santiago, Chile.
O: +56 222 691 981
M: +56 9 4409 7105

ECUADOR
Av. República 1058,
Edificio La Fontana,
Quito, Ecuador.
M: +593 99 120 4597

PERÚ
Calle Almirante Lord
Cochrane 322,
Miraflores, Lima, Perú.
O: + 51 1 704 80 14
M: +51 983 552 813

ventas@medicinelaser.com

CUTERA®
FACE + BODY AESTHETIC SOLUTIONS

xeo®


El poder de XEO

Reconocemos que seleccionar una plataforma estética todo en uno es más que una simple compra: es una inversión a largo plazo. Es por eso que hicimos de xeo® la estación de trabajo estética más robusta y ajustable de su clase. Seleccione entre múltiples tecnologías basadas en energía para personalizar sus opciones según sus necesidades actuales y disfrute de la flexibilidad para diversificar su cartera de procedimientos para el futuro.



Nd:YAG Laser (1064 nm)

Trate una amplia gama de condiciones con la longitud de onda que CUTERA sabe mejor que nadie. El Nd:YAG original optimizado para la depilación, las lesiones vasculares y el procedimiento Laser Genesis™ exclusivo de CUTERA.



Intense Pulsed Light (500~1800 nm)

Limelight® | Prowave LX™ | Acutip™ | Titan®

El completo menú de opciones de luz pulsada intensa de xeo proporciona una completa gama de tratamientos asociados a los signos del fotoenvejecimiento, como líneas finas y arrugas, discromías y otras imperfecciones de la piel.



Er:YSGG Laser (2790 nm)

Pearl® | Pearl® Fractional

Las opciones de rejuvenecimiento de xeo son la combinación perfecta de coagulación + ablación para el rejuvenecimiento facial completo, y con una longitud de onda láser única perfectamente optimizada para ambos.

El valor de XEO

Personalizar su xeo no solo significa agregar nuevas opciones. Si bien cada opción de pieza de mano proporciona resultados independientes efectivos, los tratamientos combinados se adaptan a los pacientes con una amplia gama de preocupaciones estéticas.

xeo 2D

Limelight® + Laser Genesis™

Disminuir manchas marrones, enrojecimiento, cicatrices y otras formas de imperfecciones de la piel con xeo 2D, un procedimiento combinado no invasivo y sin tiempo de inactividad que combina Limelight y Laser Genesis de xeo.

xeo 3D

Titan® + Limelight® + Laser Genesis™

Elimina de manera eficiente los signos más comunes del envejecimiento, como enrojecimiento facial, lesiones pigmentadas benignas y arrugas, con xeo 3D, un procedimiento de triple potencia que utiliza Titan, Limelight y Laser Genesis de xeo.

xeo FUSION

Pearl® + Pearl® Fractional

Elimina rápidamente las arrugas profundas y globales. fotodaño epidérmico con los procedimientos Pearl y Pearl Fractional para obtener resultados en tan solo un tratamiento.

Resultados

Limelight®



Antes
Después de 1 Tto.
Photos courtesy of Vein Institute and Medical Spa, Inc.,

Titan® + Limelight® + Laser Genesis™



Antes
Después de 1 Tto.
Photos courtesy of R. Green, MD

Laser Genesis™



Antes
Después de 1 Tto.
Photos courtesy of B. DiBernardo, MD

Nd:YAG



Antes
Después de 1 Tto.
Photos courtesy of Flourish Skin & Laser

Pearl® Fractional



Antes
Después de 1 Tto.
Photos courtesy of J. Lezaic, DO